

Mobil Scooter



Adresse:

EnjoySport
Munkedalen 11
7080 Børkop (Skærup)

Repræsentant Jylland / Fyn:

v/ Anders Risbjerg
tlf.(dir): +45 2348 1523
mail:info@mobilscooter.dk

Repræsentant Sjælland:

v/ Hubert S. Freynhofer
tlf.(dir): +45 3138 3357
mail:sjaelland@mobilscooter.dk

Find os på Facebook:

<http://fb.me/mobilscooterdenmark>

FRIHED OG MOBILITET

Den eneste scooter der kan medbringes som håndbagage...

Denne fleksible og mobile el-scooter, giver dig næsten lige så stor frihed, som personer der ikke er gangbesværede. En scooter der giver den enkelte langt mere frihed, end ved normale scootere.

Den kan tages med på cafeer, møder, fester og ferier m.m., da den nemt kan slås sammen og ud igen. Scooteren kan deles i to og kan nemt lægges op i bilens bagagerum.

Denne kvalitets scooter, har med sit unikke samle-system gjort det muligt, at få en scooter der kan komme med overalt og samtidig ikke står og fylder, når den ikke er i brug.

BESTIL EN GRATIS FREMVISNING

VÆGT (kg):

Front del: 11,9 kg
Bagerste del: 16,3 kg

Samlet: 28,2 kg
Batteri: 1,9 kg

HASTIGHED (km/t):

Kan køre 1- 6 km/t

Dette er lovpligtigt i Danmark for brug på fortovet.

VÆGTBELASTNING (kg):

Max. personvægt: 105 kg

BATTERI:

48 Volts lithium-ion (5,2 AH)
Opladningstid = max. 4 timer

Kan på en opladning køre mindst 16 km, i uafbrudt kørsel.

Det tager kun 10 sek.
fra man har en
transportabel kuffert,
til man har et let og
elegante transportmiddel



For flere informationer, besøg

mobilscooter.dk