

# SPECIFIKATIONER

## Model

ATTO Mobilscooter Type I (*El scooter*)

## Speed

Mobilscooterens maksimale hastighed (*begrænset af software*) er gennemsnitlig 6.0 km / t (4 mph). Maksimal kørehastighed kan indstilles ved blot at klikke på en knap (+/-) og se indikationen på det tyd display.

## Vægt

Del	Kg	Lbs
Forreste halvdel	12	26.4
Bageste halvdel	16.2	35.7
Samlet *	28.2	62.2
Batteri	1.85	4.1

\* Uden batteri

## Vægtbegrænsning

Maksimum brugervægt er 130 Kg (280 Lbs).

## Dimensioner

Når Mobilscooteren er foldet, er den mest kompakte el-scooter i verden. Ikke desto mindre, når den er åben og er klar til at køre, er Mobilscooteren den største og mest komfortable i sin kategori.

Mobilscooterens dimensioner i cm (tommer):

Indstilling	Højde	Længde	Bredde
Trolley indstilling	72 (28)	39 (15.3)	42 (16.5)
Køre indstilling	90 (35)	120 (47)	56 (22)

## Frihøjde

Mobilscooterens mindste frihøjde er 10 cm (4").

## Motoren på forhjulet

For at opnå en jævn og kontinuerlig brug i mange år og over store afstande, har vi udviklet en unik, fuldt tilpasset, permanent magnet DC motor, der kombinerer fast kerne og kraftfuld gear sammen med robust bremsemekanisme. Via avancerede softwarealgoritmer udnytter motoren en moderne omvendt teknisk opladning til deceleration og standsning som giver problemfri køreoplevelse.

## Dæk

PU fyldte dæk. (*skum*)

## Batteri

Mobilscooteren bruger et kraftfuld, men alligevel kompakt, let avanceret 48 volt Li-ion batteri. Det vejer kun 2 kg (*4,4 lbs*), og batteriet giver mulighed for mere end 16 km (*10 miles*) kontinuerlig kørsel, mens det kun kræver 4 timer (*i gennemsnit*) til fuldt ud opladning. Du kan oplade Mobilscooteren med batteriet siddende og aftaget, hvilket betyder, at du kan (*men behøver ikke at*), tage batteriet af Mobilscooteren for at oplade den. Fjernelse af batteriet er så let som at trykke på en knap. Batteriet er let at sætte det på plads igen.

## Operationslængde

Batteri model	Længde km	Længde Mile
250 W/h	16 Km	10 Mile

## Oplader

UL og CE godkendt oplader med selv-shutdown funktionalitet til sikkerhed og udvidet batteri levetid.

## Controller

Unik Brushless DC Motor Controller. Ægte Moving Life Ltd produkt. Unik LED Display med muligheder for dæmpning og med klar fejlvisning. Interne data og fejl og for nem vedligeholdelse. Moving Life Ltd Controller give 10A og arbejder med maksimalt 30A.

## Dreje radius

1.35 meter (53").

## Frihjuls indstilling

Ja.

## Maximum hældning

6 grader.

## Højde restriktioner

Foreløbige forsøg viser, at en personhøjde på mindst 150 cm (5 fod) er nødvendigt for sikker kørsel. Dette er ikke en formel henstilling, da det er interne tests, og du bør tjekke med din læge rådgiver hvis du er mindre.