

# Mobil Scooter



## Adresse:

**EnjoySport**  
Munkedalen 11  
7080 Børkop (Skærup)

## Repræsentant Sjælland:

v/ Hubert S. Freynhofer  
tlf.(dir): +45 3138 3357  
mail:sjaelland@mobilscooter.dk

## Repræsentant Jylland/Fyn:

v/ Anders Risbjerg  
tlf.(dir): +45 2348 1523  
mail:jylland@mobilscooter.dk

## FRIHED OG MOBILITET

Den eneste scooter der kan medbringes som håndbagage...

Denne fleksible og mobile el-scooter, giver dig næsten lige så stor frihed, som personer der ikke er gangbesværede.

Den kan tages med på cafeer, møder og fester m.m., da den nemt kan slås sammen, og sættes ved siden af sin plads.

En scooter der giver den enkelte langt mere frihed, end ved normale scootere.

Denne kvalitets scooter, har med sit unikke samle-system gjort det muligt, at få en scooter der kan komme med overalt og ikke står og fylder, når den ikke er i brug.

Det tager kun 10 sek.  
fra man har en  
transportabel kuffert,  
til man har et let og  
elegant transportmiddel

### VÆGT (kg):

Front del: 11,9 kg  
Bagerste del: 16,3 kg

Samlet: 28,2 kg  
Batteri: 1,9

### VÆGTBELASTNING (kg):

Max. personvægt: 105 kg

### HASTIGHED (km/t):

Kan køre 6 km/t

*Dette er lovpligtigt i Danmark  
for brug på fortorvet.*

### BATTERI:

48 Volts lithium-ion

Opladningstid = 4 timer

*Kan på en opladning køre  
mindst 16 km, i uafbrudt kørsel.*

Vægt: 31 kg

