

# Mobil Scooter



## Adresse:

### EnjoySport

tlf.(dir): +45 2348 1523  
mail:info@mobilscooter.dk  
Munkedalen 11  
7080 Børkop (Skærup)

## Salgsdeling:

tlf.(dir): +45 5143 0110  
mail:info@mobilscooter.dk

www: mobilscooter.dk

## Find os på Facebook:

<http://fb.me/mobilscooterdenmark>

## FRIHED OG MOBILITET

Mere frihed til at vælge...

Denne fleksible og mobile el-scooter, giver dig næsten lige så stor frihed, som personer der ikke er gangbesværede. En scooter der giver den enkelte langt mere frihed, end ved normale scootere.

Den kan tages med på cafeer, møder, fester og ferier m.m., da den nemt kan slås sammen og ud igen. Scooteren kan deles i to og kan nemt lægges op i bilens bagagerum.

Denne kvalitets scooter, har med sit unikke samle-system gjort det muligt, at få en scooter der kan komme med overalt og samtidig ikke står og fylder, når den ikke er i brug.

## BESTIL EN GRATIS FREMVISNING

### VÆGT (kg):

Front del: 11,9 kg  
Bagerste del: 16,3 kg

Samlet: 28,2 kg  
Batteri: 1,9 kg

### VÆGTBELASTNING (kg):

Max. personvægt: 105 kg

### HASTIGHED (km/t):

Kan køre 1- 6 km/t

*Dette er lovpligtigt i Danmark for brug på fortorvet.*

### BATTERI:

48 Volts lithium-ion (5,2 AH)  
Opladningstid = max. 2 timer

*Kan på en opladning køre mindst 16 km, i uafbrudt kørsel.*

Det tager kun 10 sek.  
fra man har en  
transportabel kuffert,  
til man har et let og  
elegent transportmiddel

