

Mobilscooter ATTO

BESTIL EN GRATIS FREMVISNING
eller besøg os i Vejle eller København



FRIHED OG MOBILITET

Denne fleksible el-scooter giver næsten lige så stor frihed,
som hos personer der ikke er gangbesværet.

Hovedkontor og showroom
Hjulmagervej 4A
7100 Vejle

Tlf.: 3131 9117
Mobilscooter.dk

Butik
Frederiksborgvej 221
2860 Søborg

Mobilscooter ATTO

Mobilscooter ATTO kan tages med på caféer, møder, fester og ferier m.m., da den nemt kan slås sammen og ud igen. Scooteren kan let deles i to og lægges i bilens bagagerum. Særlig velegnet til offentlige transportmidler og kan ligeledes medbringes som hjælpemiddel gratis, på flyrejser i hele EU.

Denne kvalitets-scooter har med sit unikke folde-system gjort det muligt at få en scooter, der kan komme med overalt og samtidig ikke står og fylder, når den ikke er i brug. Mobilscooter kan skilles i 2 dele, helt uden brug af værktøj.

VÆGT (kg):

Front del: 11,9 kg
Bagerste del: 16,3 kg

Samlet: 29,2 kg
Batteri: 1,9 kg

VÆGTBELASTNING (kg):

Samlet belastning: 130 kg

HASTIGHED (km/t):

Kan køre 1-6 km/t

BATTERI:

48 Volts litium-ion (5,2 AH)
Opladningstid = max. 2 timer

*Kan på en opladning køre
min. 16 km, i uafbrudt kørsel*



Det tager kun et øjeblik
fra man har en
transportabel kuffert,
til man har et let og
elegent transportmiddel.

Se evt. mere på: mobilscooter.dk