

# Vilhelm Hertz

Ingen mennesker er bygget ens – og alle mennesker er slidt forskelligt  
derfor laves alle Vilhelm Hertz krykker specielt til hver person

Købet af en  
Vilhelm Hertz-  
krykke eller  
stok, er ikke kun  
et valg af  
hjælpemiddel,  
men et køb af et  
stykke design,  
der sætter dig fri  
som menneske



Se mere på [www.mobilscooter.dk](http://www.mobilscooter.dk)

# Vilhelm Hertz

Vilhelm Hertz specielfremstiller håndbyggede krykker til dig

Krykkerne fremstilles på egne værksteder i Nordsjælland

De er CE mærket op til 130 kg



Krykkerne fremstilles i egetræ og asketræ; kulfiber og aluminium, og kromfrit læder.

Krykkerne er stødabsorberende for at minimere ryg og skuldergener.

Fleksibilitet tilpasses til dig, din måde at gå på og din vægt.

Med krykkerne får du 2 garantier

- Håndtagsgaranti  
Passer det cylindriske håndtag dig ikke, laver vi dig et nyt håndtag, passer det ikke, gentages processen.
- Tilbagekøbsgaranti  
Kan du ikke vænne dig til at gå med Vilhelm Hertz krykke, og har prøvet det i 6 uger, køber vi krykken tilbage fra dig.

