



Mere samvær

Med **ATTO Sport MAX**
får du flere oplevelser
og kommer mere rundt

MOBIL
SCOOTER

Jylland & Fyn
Hovedkontor og showroom
Ellehammersvej 2A
7100 Vejle

Tlf.: 3131 9117
Mail: info@mobilscooter.dk
mobilscooter.dk

Sjælland
Hovedafd. og butik
Frederiksborgvej 221
2860 Søborg

ATTU SPORT MAX

Specifikationer

Vægt

Samlet vægt med batteri	32 kg
Forreste halvdel m. batteri	14,5 kg
Bagerste halvdel	17,5 kg
Maximum brugervægt	136 kg

Motor

Topfart	7 km/t
Motortype	Brushless DC Motor
Cruise control	Ja
Max. hælningsgrad	7°

Batteri

Batteri type	Lithium Ion Batteri
Batteri størrelse	249,6 W
Min. kørelængde	~17 km
Max opladningstid	4,0 timer

Størrelse

Venderadius	40 cm
Trolley stilling (L x B x H)	39 x 42 x 71cm
Udfoldet (L x B x H)	120 x 56 x 89cm

Ekstra features

Lys foran	LED
Lys bag til	LED
Håndbremse med skive fortil	Ja
Punkterfri dæk	Ja
X-tra støddabsorberende dæk	Ja
Håndtag	Ergonomiske
USB stik	Til opladning af mobiltelefon

Mobil
SCOOTER



Kan let og hurtigt
deles i 2 dele



Let at transportere
som en trolley



Kan foldes ud til brug
på få sekunder