



Vær dig selv

Med **ATTO**
får du frihed til at
leve som du vil

MOBIL
SCOOTER

Jylland & Fyn
Hovedkontor og showroom
Ellehammersvej 2A
7100 Vejle

Tlf.: 3131 9117
Mail: info@mobilscooter.dk
mobilscooter.dk

Sjælland
Hovedafd. og butik
Frederiksborgvej 221
2860 Søborg



Specifikationer

Vægt

Samlet vægt med batteri	31 kg
Forreste halvdel m. batteri	14,8 kg
Bagerste halvdel	16,2 kg

Motor

Topfart	6 km/t
Motorstype	Brushless DC Motor
Min. kørelængde	20 km
Max opladningstid	3 timer
Maximum brugervægt	120 kg

Størrelse

Trolley stilling (L x B x H)	39 x 42 x 72 cm
Udfoldet (L x B x H)	120 x 56 x 90 cm
Venderadius	40 cm

Ekstra features

Punkterfri dæk	Ja
Max. hældningsgrad	7*
Batteri type	Lithium Gel Batteri



Kan let og hurtigt
deles i 2 dele



Let at transportere
som en trolley



Kan foldes ud til brug
på få sekunder

Mobil
SCOOTER