



Mere fart og rækkevidde

Med **BlumilGO**
*får du meget mere fart
og længere rækkevidde*

MOBIL
SCOOTER

Jylland & Fyn
Hovedkontor og showroom
Ellehammersvej 2A
7100 Vejle

Tlf.: 3131 9117
Mail: info@mobilscooter.dk
mobilscooter.dk

Sjælland
Hovedafd. og butik
Frederiksborgvej 221
2860 Søborg

BlumilGO

Specifikationer

Vægt

Total vægt	13 kg
Maximum brugervægt	100 kg

Motor

Motor type	Brushless
Maksimum fart	15 km/t

Batteri

Batteri type	Lithium Ion
Batteri størrelse	280KW
Opladningstid	4 timer
Kørelængde	30 km

Hjul

Forhjul	8,5"
Max. Hældningsgrad	10*

Ekstra features

Digital display	Fart, batteri niveau, distance
Lys	LED
DUAL Braking	Elektronisk & fysisk bremse
Certificering	Medicinsk udstyr



Fra kørestol til el-scooter
på ganske få sekunder



Automatisk montering
ved tryk på knap



Overblik og moderne
styreegenskaber

Mobil
SCOOTER