



Vær selvhjulp

Med en **PW el-kørestol**
får du længere rækkevidde
og flere oplevelser

MOBIL
SCOOTER

Jylland & Fyn
Hovedkontor og showroom
Ellehammersvej 2A
7100 Vejle

Tlf.: 3131 9117
Mail: info@mobilscooter.dk
mobilscooter.dk

Sjælland
Hovedafd. og butik
Frederiksborgvej 221
2860 Søborg

PW Kørestole

Specifikationer

	PW 999	PW 10000
Vægt		
Med 2 batterier	24 kg	29 kg
Maximum brugervægt	120 kg	150 kg
Motor		
Motor type	Brushless	Brushless
Motor kraft	150W x2	250W x2
Maksimum fart	6,5 km/t	8,0 km/t
Batteri		
Batteri type	Lithium Ion	Lithium Ion
Opladningstid	4 timer pr. batteri	4 timer pr. batteri
Kørelængde	12 km 1 batteri	15 km 1 batteri
	24 km 2 batterier	30 km 2 batterier
Størrelse		
Sammenfoldet (L x B x H)	33 x 59 x 72 cm	44 x 61 x 89 cm
Udfoldet (L x B x H)	93 x 59 x 93 cm	97,5 x 61 x 104 cm
Sædebredde	44 cm	47 cm
Sæde dybde	42 cm	45 cm
(Pakkestørrelse)	36 x 76 x 64 cm	41 x 72 x 77 cm
Hjul		
Forhjul	7"	8"
Baghjul	8"	10"
Venderadius	85 cm	95 cm
Max. Hældningsgrad	12*	12*
Ekstra features		
Køre funktion	Joystik	Joystik
Opbevaringsrum	Taske u/ sæde	Taske u/sæde
Friløbsfunktion	Baghjul	Baghjul
Tilte sikring	Påmonteret	Påmonteret

Mobil
SCOOTER



Kan foldes ind og ud
på få sekunder



Let at styre og rigtig
god siddekomfort



Kan lægges i de fleste
bilers bagagerum