

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



ATTO KATALOGET

Hvorfor Mobilscooter

*Ingen har lyst til at sidde hjemme,
med et liv uden oplevelser*



Mission

*At lade mennesker mødes lade dem
opleve årstidernes skiften og andre
kulturelle begivenheder.*

*Det er med til at og alle har brug for
inspiration.*

Vision

*At fremme hverdagen med innovative
og grønne transportløsninger, for
brugere med fysiske udfordringer.*



Værdier

*Vi sætter den empatiske
kunderejse i højsædet og har
dette fokus som et kerneområde*



ATTO CLASSIC

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



ATTO Classic har markedets mest stilfulde og enkle design, men er samtidigt en meget robust og stabil kvalitets el-scooter.

Umiddelbare fordele:

- Kan foldes ind og ud på få sekunder
- Kan let og hurtigt deles i 2 dele
- Kan tages med i alle typer af biler
- Kan tages i alle former for offentlig transport
- Kan tages med på flyrejsen
-

ATTO Classic dimensioner:

Vægt: Samlet 29 kg (uden batteri)
Batteri 1.85 kg
Forreste del 12 kg
Bagerste del 17 kg

Hastighed: Max. hastighed 6.4 km/t

Samlet vægtpacitet:
Maximum brugervægt 130 kg

Størrelse samlet:
Højde 71 cm
Længde 38.9 cm
Bredde 41.9 cm

Batteri: 48 Volt litium-ion Kan køre op til 20 km på en opladning Det tager kun 3,5 time at oplade et helt tomt batteri

Størrelse udfoldet:
Højde 89 cm
Længde 120 cm
Bredde 56 cm

Oplader: International 110-240V AC charger EU certificeret

ATTO SPORT

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



ATTO Classic har markedets mest stilfulde og enkle design, men er samtidigt en meget robust og stabil kvalitets el-scooter.

Umiddelbare fordele:

- Kan foldes ind og ud på få sekunder
- Kan let og hurtigt deles i 2 dele
- Kan tages med i alle typer af biler
- Kan tages i alle former for offentlig transport
- Kan tages med på flyrejsen
-

ATTO Sport specs & dimensioner:

Vægt: Samlet 29 kg (uden batteri) Batteri 1.85 kg Forreste del 12 kg Bagerste del 17 kg	Hastighed: Max. hastighed 10 km/t Samlet vægtpacitet: Maximum brugervægt 130 kg
Størrelse samlet: Højde 71 cm Længde 38.9 cm Bredde 41.9 cm	Batteri: 48 Volt litium-ion Kan køre op til 17 km på en opladning Det tager kun 3,5 time at oplade et helt tomt batteri
Størrelse udfoldet: Højde 89 cm Længde 120 cm Bredde 56 cm	Oplader: International 110-240V AC charger EU certificeret

ATTO SPORT Max



ATTO Classic har markedets mest stilfulde og enkle design, men er samtidigt en meget robust og stabil kvalitets el-scooter.

Umiddelbare fordele:

- Kan foldes ind og ud på få sekunder
- Kan let og hurtigt deles i 2 dele
- Kan tages med i alle typer af biler
- Kan tages i alle former for offentlig transport
- Kan tages med på flyrejsen
-

ATTO Sport Max specs & dimensioner:

Vægt: Samlet 30 kg (uden batteri)
Batteri 1.85 kg
Forreste del 12,4 kg
Bagerste del 17,6 kg

Hastighed: Max. hastighed 10 km/t

Samlet vægtpacitet:
Maximum brugervægt 140 kg

Størrelse samlet:
Højde 71 cm
Længde 38.9 cm
Bredde 41.9 cm

Batteri: 48 Volt litium-ion Kan køre op til 17 km på en opladning Det tager kun 3,5 time at oplade et helt tomt batteri

Størrelse udfoldet:
Højde 89 cm
Længde 120 cm
Bredde 56 cm

Oplader: International 110-240V AC charger EU certificeret

ATTO Tilbehør



ATTO Armlæn



ATTO Sædepose



ATTO Rejsetaske



ATTO Rygsæk



ATTO Fronttaske



ATTO Stokholder



Komfortsæde Blå



Komfortsæde Sort



Komfortsæde Rød



ATTO Batteri



ATTO Telefonholder