

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



PW KATALOGET

Hvorfor Mobilscooter

*Ingen har lyst til at sidde hjemme,
med et liv uden oplevelser*



Mission

*At lade mennesker mødes lade dem
opleve årstidernes skiften og andre
kulturelle begivenheder.*

*Det er med til at og alle har brug for
inspiration.*

Vision

*At fremme hverdagen med innovative
og grønne transportløsninger, for
brugere med fysiske udfordringer.*



Værdier

*Vi sætter den empatiske
kunderejse i højsædet og har
dette fokus som et kerneområde*



PW 999

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



PW999 er velegnet til både indendørs, som udendørs brug. Den kan dreje sig om sig selv og har derfor ikke brug for særligt meget plads til at komme rundt.

Vores fleksible og mobile el-kørestol PW999, giver dig frihed til at transportere dig rundt til de ønskede lokationer, uden at skulle være lige så afhængig af andre personers hjælp. El kørestolen er let at betjene og tager kun 1 sekund at folde ud/sammen.

PW999 er markedets letteste el kørestol, der med sine kun ca. 21 kg let kan lægges i bilens bagagerum eller kun fylder minimalt, når den ikke er i brug.

PW 999 dimensioner:

Vægt:

Samlet 20,4 kg (uden batteri) Batteri 1.5 kg

Hastighed:

Max. hastighed 6.5 km/t

Samlet vægtpapacitet:

Maximum brugervægt 100 kg

Motor:

2x "Brushless"

Batteri:

2 stk. HQ litium-ion

Kan køre op til 32 km på en opladning.

Hjulstørrelse:

8"

Det tager ca. 4,0 time at oplade et helt tomt batteri.

PW 1000XL

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



PW1000XL er markedets letteste el kørestol til tunge personer. Den kan bære en personvægt helt op til 150 kg. PW1000XL velegnet til både indendørs, som udendørs brug. Den kan dreje sig om sig selv og har derfor ikke brug for særligt meget plads til at komme rundt.

Det kan også være du bare vil køre lidt stærkere, så kan du opnå en hastighed på op til 8 km/t. El kørestolen er let at betjene og tager kun 1 sekund at folde ud/sammen.

PW1000 er markedets letteste el kørestol, der med sine kun 25,5 kg let kan lægges i bilens bagagerum eller kun fylder minimalt, når den ikke er i brug.

PW 1000 dimensioner:

Vægt:

Samlet 25,5 kg (uden batteri)
Batteri 1.7

Hastighed: Max. hastighed 8 km/t

Samlet vægtpkapacitet:

Maximum brugervægt 150 kg

Motor størrelse:

2x 250W "Brushless"

Batteri:

2 stk. HQ litium-ion

Kan køre op til 30 km på en opladning.

Hjul størrelse:

10" baghjul

Det tager ca. 4,0 time at oplade et helt tomt batteri.

PW 800MB

MOBIL
SCOOTER
3131 9117



Denne foldbare "Hybrid kørestol" har et foldbar ryglæn hvilket bevirker, at den kan blive mere kompakt ved foldning.

PW-800BM er let at køre for både brugeren eller en evt. hjælper. Brugeren kan frit vælge mellem at køre ved brug af el, eller ved egen hjælp.

Sædepude og ryglæn er aftageligt og vaskbar. Armlænene er justerbare. Det højdejusterbare armlæn er afgørende, når du bruger en højere sædepude.

Fodstøtterne er aftagelige til lettere afstigningen. Ligeledes er fodstøtterne justerbare i længden. PW-800BM leveres med justerbar anti-tilt-støtte for høj sikkerhed.

PW 800MB dimensioner:

Vægt: Samlet 29 kg (uden batteri)
Batteri 1.85

Hastighed:
Max. hastighed 10 km/t

Samlet vægtpacitet:
Maximum brugervægt 100 kg

Motor størrelse:
2x 250W "Brushless"

Hjul størrelse:
8" / 24" baghjul

Batteri: 48 Volt litium-ion Kan køre op til 18 km på en opladning
Det tager kun 3,5 time at oplade et helt tomt batteri