

PAS PÅ DIN ATTO

Det er vigtigt at du passer godt på din ATTO, så den kan give dig glæde og tryghed i mange år.

Her er nogle gode råd til, hvordan du bedst vedligeholder den.

DAGLIG BRUG AF DIN ATTO:

- **Kørsel:**

Undgå så vidt muligt at køre i meget dårligt vejr som stormvejr eller snevejr.

Dette er af sikkerhedsmæssige årsager.

Vær også forsigtig med at køre over høje kanter (+ 5cm) eller huller, da dette kan belaste scooteren unødigt.

- **Vægt:**

Husk på den maksimale vægt, din ATTO er godkendt til, når du handler eller transporterer andet på din ATTO. Overbelastning kan skade motoren.

RENGØRING AF DIN ATTO:

- **Regelmæssig aftørring:**

Tør din ATTO af med en blød, fugtig klud efter behov. Det fjerner støv og snavs, som kan sætte sig fast.

- **Grundigere rengøring:**

Indimellem kan du bruge en brugt opvaskebørste eller svamp til at rengøre stellet.

Undgå at sprøjte/spule vand direkte på de elektriske dele.

- **Hjul:**

Efterse hjulene for småsten og ande, der kan sætte sig fast.

SMØRRING AF DIN ATTO:

- **Bevægelige dele:**

Med tiden kan nogle af de bevægelige dele, som f.eks. led og samlinger, have brug for lidt smørelse.

Brug en smørespray beregnet til cykel/mekaniske dele.

Vær forsigtig med ikke at få smørelse på dæk, skivebremses eller de elektriske dele.

OPBEVARING AF DIN ATTO:

- **Tørt og sikkert:**

Når du ikke bruger din ATTO, bør den opbevares et tørt og sikkert sted, hvor den ikke risikerer at blive beskadiget.

Opbevares den udendørs, skal den være overdækket – enten i form af et tag.

Tag altid batteriet af scooteren for på den måde at sikre at den samme mængde strøm er tilbage til næste køretur. Især hvis scooteren ikke skal bruges i en længere periode.

OPLADNING AF DIN ATTO:

- **Brug den originale oplader:**

Brug altid den oplader, der fulgte med din ATTO. Andre opladere kan skade batteriet.

- **Følg anvisningerne:**

Læs brugsanvisningen for din ATTO grundigt for at forstå, hvordan du oplader batteriet korrekt.

- **Undgå dybdeafledning:**

Det er bedst ikke at lade batteriet aflade helt, før du oplader det igen. Det betyder at du skal undgå at køre batteriet helt tomt.

- **Opladningstemperatur:**

Oplad batteriet ved inde temperatur.

Undgå at oplade det i meget kolde eller varme omgivelser.

SERVICEEFTERSYN:

- **Årligt tjek:**

Selvom du passer godt på din ATTO, er det en god idé at få den tjekket af en fagmand en gang om året. Ved et serviceeftersyn kan vi kontrollere alle vigtige funktioner, smøre de nødvendige dele og sikre, at alt er i god stand. Det kan forebygge problemer og forlænge levetiden på din elscooter.

Ved at følge disse råd er du godt på vej til at sikre, at din ATTO holder i mange år og fortsat giver dig den frihed og mobilitet, du har brug for.

Kontakt:

Hvis du er i tvivl om noget, skal du altid kontakte Mobilscooter.